## Kompatibilitätsliste Save Pads

	SavePads PreConnect-Set <sup>1)</sup> ArtNr.: 97085	SavePads Mini ArtNr.: 97534	<b>Save</b> Pads Set <sup>2)</sup> ArtNr.: 96343	SavePads Connect ArtNr.: 96516	<b>Save</b> Pads Mini Connect ArtNr.: 97690	<b>Sav</b> ePads Connect- Kabel 2-pol. ArtNr.: 96446	SavePads Connect Kabel kodiert ArtNr.: 97384
HeartSave PAD 3. Generation nit Kindermodus / Kindertaste 5/N-Bereich 73944xxxxxx	<b>√</b>	✓	×	0	×	×	0
HeartSave AED  5. Generation  init Kindermodus / Kindertaste  5/N-Bereich 73945xxxxxx	✓	✓	×	0	×	×	0
HeartSave AS . Generation nit Kindermodus / Kindertaste /N-Bereich 73943xxxxxx	<b>√</b>	✓	×	0	×	×	0
HeartSave AED-M . Generation nit Kindermodus / Kindertaste /N-Bereich 73946xxxxxx	<b>√</b>	✓	×	0	×	×	0
HeartSave 6  i. Generation  iit Kindermodus / Kindertaste  i/N-Bereich 73947xxxxxx	✓	✓	×	0	×	×	0
leartSave 6 S . Generation nit Kindermodus / Kindertaste /N-Bereich 73948xxxxxx	✓	✓	×	0	×	×	0
leartSave PAD . & 2. Generation hne Kindermodus / Kindertaste /N-Bereich 73654xxxxxx	×	×	✓	•	×	•	×
HeartSave AED . & 2. Generation hne Kindermodus / Kindertaste //N-Bereich 73154xxxxxx	×	×	✓	•	×	•	×
HeartSave AED-M . & 2. Generation hne Kindermodus / Kindertaste //N-Bereich 73237xxxxxxx	×	×	✓	•	×	•	×
leartSave 6 . & 2. Generation hne Kindermodus / Kindertaste /N-Bereich 73423xxxxxx	×	×	✓	•	×	•	×
leartSave 6 S . & 2. Generation hne Kindermodus / Kindertaste /N-Bereich 73424xxxxxx	×	×	✓	•	×	•	×
DefiMonitor XD Ile Baureihen <u>vor</u> 05-2021 hne Kindermodus /N-Bereich 7350xxxxxxxx	×	×	✓	✓	✓	✓	×
DefiMonitor XDxe Ile Baureihen <u>vor</u> 05-2021 hne Kindermodus /N-Bereich 7367xxxxxxxx	×	×	✓	✓	✓	✓	×
<b>Defi</b> Monitor <b>XD</b> Ile Baureihen <u>ab</u> 05-2021 nit Kindermodus /N-Bereich 740xxxxxxxxx	✓	✓	×	✓	✓	×	✓
DefiMonitor EVO	×	×	<b>√</b>	<b>√</b>	<b>√</b>	<b>√</b>	×

<sup>√</sup> kompatibel

alle Baureihen

nicht kompatibel

O Grundsätzlich möglich, aber nicht empfohlen! Bei Verwendung von 'SavePads Connect' ist zwingend das 'SavePads Connect-Kabel kodiert' (Art.-Nr. 97348) erforderlich!

<sup>•</sup> Grundsätzlich möglich, aber nicht empfohlen! Bei Verwendung von 'SavePads Connect' ist zwingend das 'SavePads Connect-Kabel 2-pol.' (Art.-Nr. 96446) erforderlich!

<sup>1)</sup> Zusätzlich sind bei gleicher Kompatibilität auch 'SavePads PreConnect' (Artikelnummer 97789) ohne Notfallset verfügbar.

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Zusätzlich sind bei gleicher Kompatibilität auch '**Save**Pads' (Artikelnummer 97638) ohne Notfallset verfügbar.